

**Diseño
Universal
Global**



Eficiencia con Estilo

Silenciosa y compacta

La ELAN de Bruno Inc. es la silla elevadora ideal para hoy y mañana, la unidad de piñón y cremallera proporciona un viaje suave y silencioso, mientras que un apuesto carril esconde todos los componentes mecánicos. Además, el asiento, reposabrazos y reposapiés se pliegan en una unidad compacta; los familiares y amigos no tendrán ningún problema al usar las escaleras.

Valor

La Silla elevadora ELAN ofrece una larga lista de características estándar que normalmente se encuentran sólo en unidades más costosas. La simplicidad en el diseño hace de la ELAN más fácil y menos costosa de instalar que otras sillas elevadoras.



Diseño Global

Cumpliendo estándares adicionales de todo el mundo, la ELAN, silla elevadora para escaleras rectas de Bruno, es el nuevo punto de referencia de estilo, rendimiento y precio asequible. Construida en base a dos décadas de Investigación de Bruno, la ELAN puede transportar hasta 300 libras (136 Kg) con facilidad y con total comodidad. Contacte a Bruno para las mejores soluciones de accesibilidad para el hogar.



Los brazos, asiento y el reposapiés se levantan creando abundante espacio para subir y bajar por las escaleras.



El sistema de tracción escondido de cremallera y piñón, proporciona un viaje suave, cuando la unidad se detiene y se enciende.

ELAN

Silla Elevadora para Escaleras Rectas

Funcionamiento Duradero

La seguridad ante todo

Un sistema dual de frenado hace de la ELAN una de las sillas elevadoras más seguras en el mundo. El sistema electromagnético de frenado se complementa con una caja de cambios auto-bloqueo y con un freno de exceso de velocidad que garantiza totalmente su seguridad. Sensores de seguridad en el reposapiés y en la caja principal detienen la unidad cuando se encuentra frente a una obstrucción.

Potencia Constante

La ELAN utiliza dos baterías de 12 voltios que son alimentadas por un cargador de bajo perfil que se conecta a cualquier tomacorriente doméstico. Se carga continuamente a lo largo de la escalera a través de una banda de carga a lo largo de toda la riel. El acceso al piso superior e inferior nunca es un problema, incluso cuando hay un corte de energía



Características del Elan



El práctico mecanismo del asiento giratorio, ofrece una salida cómoda y segura en la parte superior de la escalera, desplazándose ligeramente a una zona segura del piso superior.



Bandas continuas de carga a lo largo de la riel, significa que la unidad se cargará cada vez que se detenga en cualquier parte de la escalera.



La riel vertical se puede instalar en menos de 5" (127mm) de la pared, y cuando el apoyabrazos, el asiento y el reposapiés se doblan, la caja principal de la ELAN ocupa sólo 12" (305mm).



Los dos controles inalámbricos de llamada / envío, hacen la instalación simple y limpia, es decir, sin cables a lo largo del muro.

**Modelo
SRE-3000**

Especificaciones de la ELAN SRE-3000

Valor Excepcional

- Bloqueo del asiento giratorio en la parte superior de la escalera, se detiene a los 67 y 90 grados
- Dos controles remotos inalámbricos de llamada/envío
- Reposapiés plegable
- Sensor de seguridad en el reposapiés y en la caja principal
- Cinturón de seguridad con hebilla
- Audio en el diagnóstico hace el servicio más fácil y más preciso
- Cumple con el estándar ASME. B613 y B44.1
- Cuenta con certificación CSA Std. B613 y B44.1
- Intertek ETL C / EE.UU. listado
- Garantía de Oro Bruno - Cinco años en los principales componentes y 2 años en las partes

Cómoda instalación

- Rieles de aluminio anodizado se instalan en menos de 5 "(127mm) de la pared
- Puede ser instalado en cualquiera de los lados de la escalera
- Longitudes estándar del riel:
15' 9" (4.8 m) – dos secciones de 7' 10.5" (2.4 m)
19' 8" (6 m) – dos secciones 9' 10" (3 m)

Suave y Potente Sistema de manejo

- Auto-bloqueo del tornillo sin fin; unidad de piñón y cremallera con sistema de frenado electromagnético y freno de exceso de velocidad
- Soporte de un peso máximo de 300 libras (136 Kg)
- Comienzo suave proporciona una operación fluida

Tecnología a batería

- Garantiza el acceso, incluso durante cortes de energía
- Alimentada por dos baterías de 12V, continuamente cargado con un cargador de batería de 1A que se conecta a cualquier tomacorriente domestic
- Banda de carga a lo largo de toda la riel permite que la unidad se cargue en cualquier lugar de la escalera

Comodidad

- Altura ajustable del asiento para una entrada/salida fácil en la parte superior e inferior de la escalera
- Reposamanos plegable para una mayor facilidad del transporte de silla de ruedas
- Generoso tamaño del asiento: 17.5" (444 mm) de ancho & 20" (508 mm) ancho entre los reposabrazos
- Asiento diseñado para máxima comodidad

Pregúntanos sobre nuestros otros Productos de Soluciones de Accesibilidad para el Hogar y Automóvil



ELITE EXTERIOR

La única silla elevadora para escaleras de exterior de 400 lb/181.8 kg de capacidad. Exclusividad de Bruno



ELEVADORA DE PLATAFORMA VERTICAL



ELEVADORES DE SILLAS DE RUEDAS PARA VEHÍCULOS



VALET™ SIGNATURE SEATING

Fundado hace 25 años, Bruno Independent Living Aids, Inc., es un fabricante mundial de productos diseñados para mejorar la vida de las personas afectadas por limitaciones físicas. Para lograr este objetivo, Bruno se enorgullece de ser el único fabricante de EE.UU. de Silla Elevadoras para interiores y al aire libre, elevadoras de plataforma vertical residenciales, escúter de interior y exterior, elevadores de silla de ruedas y silla de ruedas motorizadas para vehículos y de asiento especiales para vehículos con certificación ISO 9001. Este es uno de los más rigurosos estándares de calidad, ampliamente reconocidos en el mundo y con la garantía de que Bruno se compromete a ofrecerle la más alta calidad de los productos más confiables en la industria. Consulte a su distribuidor certificado para obtener detalles sobre todos los productos de independencia de BRUNO

Representado por:



BRUNO INDEPENDENT LIVING AIDS, INC.®
1780 Executive Drive, P.O. Box 84, Oconomowoc, WI 53066
www.bruno.com



Todas las ilustraciones y especificaciones contenidas en este folleto están basadas en la información más reciente disponible en el momento de la publicación. Bruno Independent Living Aids, Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso. Folleto ELAN 8/12-3 Bruno Independent Living Aids, Inc. 2012

Part#: MKT-SRE-3000